


Anticuerpo Policlonico Anti-Eef1A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P68104

Número de artículo: CM0018645



Introducción

pAb de conejo contra eEF1A1 validado para WB, IF/ICC, ELISA, que reacciona con humano, ratón y rata. Este anticuerpo policlonico se dirige al factor de elongación de la traducción eEF1A1 (P68104), adecuado para la investigación de síntesis de proteínas e interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra eEF1A1
Observaciones/Alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1915
GeneID	1915
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 123-462 de eEF1A1 humano (NP_001393.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68104
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo