


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eef1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Número de artículo: CM0007211



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra eEF1A1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la síntesis y traducción de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	eEF1A1 mAb de conejo
Observaciones/alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Especie	Humano
ID del gen	1915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 de eEF1A1 humano. (NP_001393.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P68104
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo