


Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Eef1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Número de artículo: CM0020998



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo dirigido a la eEF1A1 humana (Factor de elongación 1-alfa 1). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para investigación de elongación de la traducción y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	eEF1A1 Rabbit pAb
Notas/Alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Especie	Humano
ID del Gen	1915
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 301-400 de la eEF1A1 humana (NP_001393.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68104
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo