


Anticuerpo Policlonico Anti-Eef1A2 Para Wb Y Elisa - Q05639

Número de artículo: CM0019289



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a EEF1A2 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar la elongación de la traducción y los trastornos neurológicos y musculares relacionados con EEF1A2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EEF1A2 Rabbit pAb
Notas/Alias	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	1917
GeneID	1917
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 184-463 de EEF1A2 humana (NP_001949.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q05639
Peso Molecular	50kDa
Envío	Bolsa de hielo