


Anticuerpo Policlonal Anti-Eef1A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05639

Número de artículo: CM0027789



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EEF1A2 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre elongación de la síntesis de proteínas y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EEF1A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1A1; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Especie	Humana
ID del Gen	1917
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 184-463 de la EEF1A2 humana (NP_001949.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q05639
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo