


Anticuerpo Policlonal Anti-Eef1E1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43324

Número de artículo: CM0013093



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad contra EEF1E1 humano (AIMP3/p18), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta objetivos humanos, de ratón y de rata. Ideal para la investigación sobre la respuesta al daño del ADN y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EEF1E1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P18; AIMP3; EEF1E1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9521
GeneID	9521
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de EEF1E1 humano (NP_004271.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43324
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo