


Anticuerpo Monoclonal Anti-Eef1G Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Número de artículo: CM0006053



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el factor de elongación 1-gamma humano (eEF1G). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para investigación en biosíntesis de proteínas y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eEF1G mAb de conejo
Observaciones/Alias	EF1G; GIG35; eEF1G
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1937
ID de Gen	1937
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-123 de eEF1G humano (P26641).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26641
Peso de Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo