


Anticuerpo Policlonal Anti-Eef1G Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Número de artículo: CM0030935



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra eEF1G (EF1G, GIG35) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación sobre biosíntesis de proteínas y el complejo del factor de elongación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eEF1G Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EF1G; GIG35; eEF1G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1937
GeneID	1937
Inmunógeno	Proteína recombinante (secuencia: aminoácidos 168-437 de eEF1G humano, NP_001395.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26641
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo