


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eef2 (Ef-2) Para Wb, Elisa - P13639

Número de artículo: CM0015772



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra eEF2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano. Detecta una proteína de ~95 kDa. Adecuado para investigación de elongación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo eEF2
Observaciones/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1938
ID del Gen	1938
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de eEF2 humano (NP_001952.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13639
Peso Proteico	95 kDa
Envío	Bolsa de hielo