


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eef2 Para Wb Y Elisa - P13639

Número de artículo: CM0022353



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de elongación 2 humano (eEF2) para Western blot y ELISA. Reacciona con eEF2 humano; inmunógeno: proteína recombinante (aa 1-290). Ideal para estudios de elongación de la traducción e investigación de SCA26. Peso molecular previsto: 95 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-eEF2
Observaciones/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Especie	Humano
ID de gen (humano)	1938
ID de gen	1938
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de eEF2 humano (NP_001952.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13639
Peso de la proteína	95 kDa
Envío	Bolsa de hielo