


Anticuerpo Policlonal Anti-Eef2K Para Wb, If/Icc, Elisa - 000418

Número de artículo: CM0025344



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-EEF2K validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce EEF2K humano y de ratón; 82kDa. Ideal para estudiar la regulación de la traducción y la señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] EEF2K Rabbit pAb
Observaciones/Alias	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; 2K
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29904
GeneID	29904
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 406-725 de EEF2K humano (NP_037434.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00418
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo