

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Efcab3 Para Wb, Elisa - Q8N7B9

Número de artículo: CM0014682

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) EFCAB3 generado contra EFCAB3 humano recombinante. Validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de dominios de unión a calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EFCAB3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EFCAB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	146779
GeneID	146779
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 249-438 de EFCAB3 humano (NP_775774.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8N7B9
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo