

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Efhc1 Para Wb, Elisa - Q5Jvl4

Número de artículo: CM0029073



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-EFHC1 detecta EFHC1 en muestras humanas, de ratón y rata mediante Western blot y ELISA. Útil para la investigación de cilios, migración neuronal y epilepsia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EFHC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EJM1, POC9, RIB72, dj304B14.2, EFHC1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	114327
GenelD	114327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 391-640 del EFHC1 humano (NP_060570.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5JVL4
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo