

Anticuerpo Policlonal Anti-Efhd2 Para Wb, Elisa - Q96C19

Número de artículo: CM0015380



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EFHD2 (Swiprosin-1) para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón; útil para estudiar la apoptosis de células B y la regulación de NF-kappa-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EFHD2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SWS1; EFHD2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-78 del EFHD2 humano (NP_077305.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q96C19
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo