

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Efna1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20827

Número de artículo: CM0026014



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la EFNA1 humana (ephrina-A1). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con la EFNA1 de ratón. Adecuado para el estudio de la angiogénesis, la biología tumoral y la señalización del receptor Eph.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EFNA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; EFNA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1942
GeneID	1942
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-182 de la EFNA1 humana (NP_004419.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20827
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo