

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Efna3 Para Wb, Elisa - P52797

Número de artículo: CM0028518

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-EFNA3 validado para WB y ELISA con reactividad cruzada de ratón. Se dirige a la efrina-A3 humana, un ligando del receptor Eph anclado a GPI crucial en el desarrollo neuronal y vascular. Ideal para el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EFNA3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EFL2; EPLG3; LERK3; Ehk1-L; EFNA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1944
GeneID	1944
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-214 de la EFNA3 humana (NP_004943.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P52797
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo