

Anticuerpo Policlonal Anti-Efs De Conejo Para Wb Y Elisa - O43281

Número de artículo: CM0024666

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EFS (Sustrato asociado a Fyn embrionario, CASS3) validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón. Ideal para investigación en señalización de adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-EFS
Observaciones/Alias	SIN; CAS3; EFS1; EFS2; HEFS; CASS3; EFS
Especie Reactividad	Humano
GeneID (Humano)	10278
GeneID	10278
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-190 de EFS humano (NP_115835.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O43281
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo