

Anticuerpo Policlonal Anti-Eftud2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Número de artículo: CM0029626



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EFTUD2 humano (U5-116 kDa, SNU114), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, adecuado para investigación del espliceosoma y procesamiento de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EFTUD2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MFDM; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD; EFTUD2
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	9343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de EFTUD2 humano (NP_004238.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15029
Peso Molecular de la Proteína	109kDa
Envío	Bolsa de hielo