

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eg5/Kif11 Para Wb Y Elisa - P52732

Número de artículo: CM0010643



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-EG5/KIF11 adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Dirigido a la cinesina Eg5 humana involucrada en la mitosis y el transporte intracelular. Proteína de 119 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo EG5/KIF11
Observaciones/Alias	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 900-1056 de EG5/KIF11 humano (P52732)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P52732
Peso Molecular de la Proteína	119kDa
Envío	Bolsa de hielo