

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eg5/Kif11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52732

Número de artículo: CM0027467



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo EG5/KIF11 de CamelBio está validado para WB, IF/ICC, ELISA, dirigido a EG5 humano (119kDa, P52732). Es una proteína motora de quinesina crítica para la bipolaridad del huso mitótico, la mitosis y la secreción del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EG5/KIF11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3832
ID del gen	3832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 797-1056 de EG5/EG5/KIF11 humano (NP_004514.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P52732
Peso de la proteína	119kDa
Envío	Bolsa de hielo