

Anticuerpo Policlonal Anti-Egf Para Wb, If-P, Elisa - P01133

Número de artículo: CM0014584



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el EGF humano (Pro-epidermal growth factor) para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con el EGF de ratón y rata. Adecuado para la investigación de factores de crecimiento y regeneración tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EGF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	URG; HOMG4; EGF
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1950
ID de Gen	1950
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 851-950 del EGF humano (NP_001954.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01133
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo