

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Egf Para Wb, Db, Elisa - P01133

Número de artículo: CM0030425



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el EGF humano (Pro-epidermal growth factor). Validado para WB, DB, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Inmunógeno recombinante. Para uso en investigación en señalización de factores de crecimiento y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EGF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	URG; HOMG4; EGF
Especie	Humano
GenelD (humano)	1950
GenelD	1950
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 971-1023 del EGF humano (NP_001954.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01133
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo