

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Egfl7 Para Western Blot - Q9Uhf1

Número de artículo: CM0029648

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-EGFL7 validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de angiogénesis y biología vascular. Peso proteico diana ~30 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EGFL7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NEU1; ZNEU1; VE-STATIN; EGFL7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51162
GeneID	51162
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-100 del EGFL7 humano (NP_958854.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UHF1
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo