

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Egfr (L858R) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0010750



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra EGFR (L858R) específico para la mutante L858R del EGFR humano. Adecuado para Western blot, IHC en tejido parafinado y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de señalización oncogénica y resistencia a inhibidores de tirosina quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EGFR (L858R) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR (L858R)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1956
ID del Gen	1956
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800-900 del EGFR humano (L858R) (P00533).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00533
Peso de la Proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo