

Anticuerpo Monoclonal Anti-Egfr Para Wb, If-P, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0004516



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-EGFR validado por KD para Western blot, IF-parafina y ELISA. Específico para EGFR humano, de ratón y de rata. Basado en inmunógeno recombinante, ideal para la investigación de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] EGFR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 del EGFR humano (NP_005219.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo