


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Egfr (Fosfo Y1068) Para Wb Y Elisa - P00533

Número de artículo: CM0000563



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-EGFR-Y1068 es específico para EGFR fosforilado en la tirosina 1068. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humanos y ratones, por lo que es ideal para estudios de señalización de EGFR e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1956
ID del gen	1956
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de Y1068 del EGFR humano (P00533).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00533
Peso de la proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo