

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Egfr (Fosfo-Y1173) Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001608



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfoproteínas que reconoce el EGFR humano fosforilado en la tirosina 1173. Validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar las vías de señalización del EGFR en investigación de oncología y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-EGFR-Y1173 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1173
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Péptido sintético que abarca la Y1173 fosforilada del EGFR humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo