

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Egfr Para Fc - P00533

Número de artículo: CM0011069



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-EGFR humano detecta EGFR humano (P00533) mediante citometría de flujo. Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige al dominio extracelular de EGFR, una receptor tirosina quinasa de 134 kDa fundamental en la señalización celular y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-EGFR humano
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 de EGFR humano (NP_005219.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo