


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Egfr Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0004535



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-EGFR validado por KD para Western blot y ELISA. Específico para EGFR humano (134 kDa), adecuado para investigación de señalización celular y receptores en cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] EGFR Rabbit mAb
Notas / Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 363-463 del EGFR humano. (NP_005219.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo