


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Egfr [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0016229



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al EGFR humano (UniProt P00533). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación de la señalización de EGFR en cáncer, migración celular y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-EGFR [Validado por KD]
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1021-1210 del EGFR humano (NP_005219.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo