

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Egln1/Egln2 Para Wb, Elisa - Q9Gzt9/Q96Ks0

Número de artículo: CM0013641



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EGLN1/EGLN2 (PHD2/PHD1) humano, sensores de oxígeno que median la hidroxilación de HIF. Validado para WB y ELISA; inmunógeno de péptido sintético, enviado en frío. Ideal para estudios de señalización por hipoxia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EGLN1/EGLN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EGLN1/EGLN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54583/112398
GeneID	54583/112398
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 250-350 de EGLN1/EGLN2 humano (NP_071334.1/NP_444274.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9GZT9/Q96KS0
Peso molecular de la proteína	36kDa/43kDa/46kDa/40kDa
Envío	Bolsa de hielo