


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Egr1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P18146

Número de artículo: CM0006859



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra EGR1 humano, validado para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para investigar la regulación transcripcional, la proliferación celular y las respuestas al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-EGR1
Observaciones/Alias	TIS8; AT225; G0530; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1958
GeneID	1958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-250aa de EGR1 humano (NP_001955.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P18146
Peso molecular	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo