


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Egr1 Para Wb Y Elisa - P18146

Número de artículo: CM0030291



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EGR1 humana, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para estudiar la regulación transcripcional, la supresión tumoral y la respuesta a la isquemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EGR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIS8; AT225; G0530; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	1958
GeneID	1958
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P18146
Peso molecular de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo