

Anticuerpo Monoclonal Anti-Egr2 Para Wb, Ip, Elisa - P11161

Número de artículo: CM0005279

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra EGR2 validado para WB, IP, ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Ideal para investigación en transcripción y neurobiología. - P11161

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra EGR2
Observaciones/Alias	AT591; CMT1D; CMT4E; KROX20; EGR2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1959
ID de gen	1959
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la EGR2 humana (NP_000390.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11161
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo