

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Egr3 Para Wb Y Elisa - Q06889

Número de artículo: CM0029895

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EGR3 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. EGR3 es un factor de transcripción de dedo de zinc implicado en el desarrollo del huso muscular. Adecuado para la investigación de enfermedades neuromusculares y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EGR3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EGR-3; PILOT; EGR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1960
GeneID	1960
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del EGR3 humano (NP_004421.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q06889
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo