

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Egr4 Para Wb, Elisa - Q05215

Número de artículo: CM0029487

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EGR4 humana (proteína de respuesta temprana al crecimiento 4) para aplicaciones de Western Blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EGR4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AT133; NGFIC; NGFI-C; PAT133; EGR4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1961
GeneID	1961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 440-589 de la EGR4 humana (NP_001956.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05215
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo