

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Egr4 Para Wb, Elisa - Q05215

Número de artículo: CM0018933

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Egr4 (también conocido como NGFIC, pAT133), validado para Western blot y ELISA con muestras de ratón. Ideal para la investigación de la mitogénesis y diferenciación mediadas por Egr4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Egr4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NGFIC; NGF1-C; NGFI-C; pAT133; Egr4
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	1961
ID del gen	13656
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-367 de Egr4 de ratón (NP_065621.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q05215
Peso molecular	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo