


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ehd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4M9

Número de artículo: CM0008639



Introducción

mAb de conejo anti-EHD1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con EHD1 de humano, ratón y rata (61kDa). Ideal para investigación sobre tráfico de membranas, biogénesis de cilios y la vía endocítica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-EHD1
Observaciones/Alias	PAST; PAST1; H-PAST; HPAST1; EHD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10938
GeneID	10938
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de EHD1 humano (Q9H4M9).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4M9
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo