

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ehd2 Para Wb, Elisa - Q9Nzn4

Número de artículo: CM0015419

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la EHD2 humana (PAST2), una proteína que contiene el dominio EH. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Apoya estudios sobre el tráfico de membranas y la regulación de caveolas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EHD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAST2; EHD2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	30846
ID de gen	30846
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 244-543 de la EHD2 humana (NP_055416.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZN4
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo