

Anticuerpo Policlonal Anti-Ehf Para Wb, Elisa - Q9Nzc4

Número de artículo: CM0027267

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EHF humano, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Detecta EHF humano y de ratón; inmunógeno recombinante que comprende los aminoácidos 1-113. Adecuado para la investigación sobre diferenciación epitelial y supresión de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EHF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Especie	Humano
ID de Gen	26298 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 de EHF humano (NP_036285.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NZC4
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo