

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ehf Para Wb, Elisa - Q9Nzc4

Número de artículo: CM0005406

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-EHF para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce el factor homólogo ETS humano, un factor de transcripción nuclear crucial en la diferenciación de células epiteliales y la supresión de tumores. Útil para la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EHF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Especie	Humano
GeneID (humano)	26298
GeneID	26298
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 del EHF humano (NP_036285.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZC4
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo