

## Anticuerpo Policlonal Anti-Ehf De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Nzc4

Número de artículo: CM0016615

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor homólogo ETS humano (EHF) validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para estudiar la diferenciación epitelial, la regulación transcripcional y los mecanismos de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb EHF Conejo                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | ESE3, ESEJ, ESE3B, EHF                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                          |
| ID Gen (Humano)     | 26298                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 del EHF humano (NP_036285.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                           |
| SWISS               | Q9NZC4                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 35kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                  |