

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ehhadh Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08426

Número de artículo: CM0010062

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la EHHADH humana (enzima bifuncional peroxisomal). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EHHADH Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LBP; ECHD; LBFP; MFE1; PBFE; FRTS3; L-PBE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1962
GeneID	1962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-284 de la EHHADH humana (NP_001957.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08426
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo