

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ehhadh Para Wb Y Elisa - Q08426

Número de artículo: CM0030848

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra EHHADH (enzima bifuncional peroxisomal) validado para WB y ELISA. Detecta EHHADH humano, de ratón y rata (~79 kDa), una enzima clave en la beta-oxidación peroxisomal de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EHHADH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LBP, ECHD, LBFP, MFE1, PBFE, FRTS3, L-PBE, EHHADH
Especie	Humano
GeneID (humano)	1962
GeneID	1962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 444-723 de EHHADH humano (NP_001957.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08426
Peso Molecular	79kDa
Envío	Bolsa de hielo