

Anticuerpo Policlonal Anti-Ehmt1 Para Wb Y Elisa - Q9H9B1

Número de artículo: CM0028280



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EHMT1 (GLP), validado para Western blot y ELISA. Detecta EHMT1 (~141 kDa) de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en biología de la cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EHMT1 Rabbit pAb
Notas / Alias	GLP; GLP1; KMT1D; KLEFS1; FP13812; EHMT1-IT1; EUHMTASE1; Eu-HMTase1; EHMT1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79813
ID del Gen	79813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la EHMT1 humana (NP_079033.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H9B1
Peso Molecular	141kDa
Envío	Bolsa de hielo