


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ehmt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Kq7

Número de artículo: CM0003914



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la histona metiltransferasa EHMT2 (G9a). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta EHMT2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de represión transcripcional epigenética - Q96KQ7

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-EHMT2 de conejo
Observaciones/Alias	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; EHMT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10919
GeneID	10919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-300 de la EHMT2 humana (Q96KQ7).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96KQ7
Peso de la proteína	132 kDa
Envío	Bolsa de hielo