

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ei24 Para Wb, Elisa - O14681

Número de artículo: CM0022056

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EI24 humano (EPG4/PIG8), validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de apoptosis y autofagia mediadas por p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EI24 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EPG4; PIG8; TP53I8; EI24
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9538
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 240-340 de EI24 humano (NP_004870.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14681
Peso molecular de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo