


Anticuerpo Monoclonal Anti-Eif1A Para Wb Y Elisa - P47813

Número de artículo: CM0003009



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a eIF1A humana (EIF1AX) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Factor clave de iniciación de la traducción involucrado en el escaneo del complejo 43S.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eIF1A Rabbit mAb
Notas/Alias	EIF1A; EIF4C; eIF-1A; eIF-4C; EIF1AP1; eIF1A
Especie	Humana
GeneID (Humana)	1964
GeneID	1964
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 65-144 de eIF1A humana (P47813).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P47813
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo