


Anticuerpo Policlonal Anti-Eif1Ax Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P47813

Número de artículo: CM0027169



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo EIF1AX (P47813) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta eIF1AX humano, ratón y rata, un componente del complejo de preiniciación 43S esencial para el inicio de la traducción. Ideal para estudios mecanicistas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	EIF1AX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF1A, EIF4C, eIF-1A, eIF-4C, EIF1AP1, EIF1AX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1964
GeneID	1964
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-144 del EIF1AX humano (NP_001403.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P47813
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo