

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eif1Ay Para Wb, Elisa - O14602

Número de artículo: CM0025448

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al EIF1AY humano (eIF-4C). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata, adecuado para la investigación de iniciación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF1AY pAb de Conejo
Observaciones/Alias	eIF-4C; EIF1AY
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9086
GeneID	9086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-144 del EIF1AY humano (NP_004672.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14602
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo